


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Glp-2 Per If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Numero articolo: CM0010385



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il GLP-2 umano, validato per IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Il GLP-2 è un importante fattore di crescita intestinale, ideale per la ricerca gastrointestinale e metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-GLP-2
Note/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; GLP-2
Specie	Umano
GeneID (umano)	2641
GeneID	2641
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 81-180 del GLP-2 umano (P01275).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P01275
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante