


Anticorpo Policlonale Anti-Glp1R Per Wb E Elisa - P43220

Numero articolo: CM0017491



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al recettore GLP1R umano (recettore GLP-1). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con umano e ratto. Adatto per la ricerca su diabete, obesità e disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	GLP1R Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GLP-1; GLP-1R; GLP-1-R; GLP1R
Specie	Umano
Gene ID	2740 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-116 del GLP1R umano (NP_002053.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P43220
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio