


Anticorpo Monoclonale Anti-Glp2R Per Wb E Elisa - 095838

Numero articolo: CM0003188



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia GLP2R umano (Recettore del peptide glucagono-simile 2) per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione GPCR e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GLP2R Rabbit mAb
Note/Alias	GLP2R
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9340
ID gene	9340
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 460-553 di GLP2R umano (NP_004237.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	095838
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio