


Anticorpo Policlonale Anti-Glp2R Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095838

Numero articolo: CM0027724



introduzione

CamelBio fornisce l'anticorpo policlonale anti-GLP2R, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce il GLP2R umano e murino (63 kDa), un GPCR coinvolto nella segnalazione degli ormoni intestinali. Ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GLP2R Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GLP2R
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9340
Gene ID	9340
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 460-553 del GLP2R umano (NP_004237.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O95838
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio