

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Glra2 Per Wb Ed Elisa - P23416

Numero articolo: CM0014074



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la subunità alfa-2 del recettore della glicina umano (GLRA2). Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienze e sulle sinapsi inibitorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio GLRA2
Note/Alias	GLR; MRXSP; GLRA2
Specie	Umano
GenelD (umano)	2742
GenelD	2742
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-420 di GLRA2 umano (NP_002054.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23416
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio