


Anticorpo Policlonale Anti-Grx Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35754

Numero articolo: CM0027202



introduzione

Il pAb rabbit contro GLRX bersaglia la glutaredossina-1 umana, con reattività incrociata verso topo e ratto. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, questo anticorpo policlonale supporta la ricerca sulla biologia del redox e sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GLRX pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	GRX; GRX1; GLRX
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	2745
ID Gene	2745
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-106 della GLRX umana (NP_002055.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P35754
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio