


Anticorpo Policlonale Anti-Glrx3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 076003

Numero articolo: CM0012889



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GLRX3 umano (PICOT, GRX4), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Mira al fattore di assemblaggio del cluster ferro-zolfo citosolico coinvolto nella regolazione dell'ipertrofia cardiaca e nella maturazione dell'emoglobina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GLRX3 Rabbit pAb
Note/Alias	GRX3; GRX4; GLRX4; PICOT; TXNL2; TXNL3; GLRX3
Specie	Umano
GeneID (umano)	10539
GeneID	10539
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-335 di GLRX3 umano (NP_001186797.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	076003
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio