


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Glrx3 Per Wb, Ip, Elisa - 076003

Numero articolo: CM0024836



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-GLRX3 validato per WB, IP, ELISA in campioni umani. La Glutaredoxina-3 funziona nell'assemblaggio dei cluster ferro-zolfo citosolici, nella regolazione dell'ipertrofia cardiaca e nella maturazione dell'emoglobina. Ideale per la ricerca cardiovascolare ed ematologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	GLRX3 Rabbit pAb
Note/Alias	GRX3, GRX4, GLRX4, PICOT, TXNL2, TXNL3, GLRX3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10539
Gene ID	10539
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-335 di GLRX3 umana (NP_001186797.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	076003
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio