


Anticorpo Monoclonale Anti-Glucagone Per If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Numero articolo: CM0007091



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il glucagone umano, validato per IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Uno strumento chiave per lo studio della segnalazione del glucagone nel metabolismo del glucosio e nella ricerca sul diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Glucagon Rabbit mAb
Note/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Glucagon
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2641
GeneID	2641
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del glucagone umano (NP_002045.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01275
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio