


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Glucagone Per If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Numero articolo: CM0003646



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che bersaglia il proglucagone umano (glucagone, GLP-1, GLP-2). Validato per IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul diabete e il metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Glucagone Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Glucagone
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2641
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del glucagone umano (NP_002045.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P01275
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio