


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Glucagone Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Numero articolo: CM0005402



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il glucagone umano (GCG) per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validato per uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo glucidico, il diabete e gli ormoni intestinali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Glucagone Rabbit mAb
Note/Alias	GLP1, GLP2, GRPP, GLP-1, Glucagone
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2641
ID gene	2641
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 21-120 del glucagone umano (NP_002045.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01275
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio