

Anticorpo Monoclonale Anti-Glucosio-6-Fosfato Isomerasi (Gpi) [Convalidato Kd] Per Wb, If/Icc, Elisa - P06744

Numero articolo: CM0010201



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio, convalidato KD, che riconosce la glucosio-6-fosfato isomerasi (GPI), nota anche come AMF/NLK, per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva la GPI endogena in campioni umani, di topo e di ratto; ideale per la ricerca sulla glicolisi e sulle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-GPI [Convalidato KD]
Note/Alias	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2821
GeneID	2821
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 della glucosio-6-fosfato isomerasi umana (NP_000166.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06744
Peso Proteico	63 kDa
Spedizione	Sacco refrigerante