

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Glucosio-6-Fosfato Isomerasi Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06744

Numero articolo: CM0028937



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la glucosio-6-fosfato isomerasi umana (GPI/AMF/NLK). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla glicolisi, sul cancro e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo pAb di coniglio anti-glucosio-6-fosfato isomerasi
Note/Alias	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; glucosio-6-fosfato isomerasi
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2821
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 della glucosio-6-fosfato isomerasi umana (NP_000166.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06744
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio