

Anticorpo Monoclonale Anti-Glucosilceramidasi Beta (Gba) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04062

Numero articolo: CM0002024



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Glucosilceramidasi beta (GBA) umana, validato per Western blot, IHC su paraffina e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico lisosomiale e la malattia di Gaucher.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Glucosilceramidasi beta (GBA) Rabbit mAb
Note/Alias	GBA; GCB; GLUC; Glucosilceramidasi beta (GBA)
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	2629
ID gene	2629
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 437-536 della Glucosilceramidasi beta (GBA) umana (P04062)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	P04062
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio