

Anticorpo Policlonale Anti-Glucosilceramidasi Beta (Gba) Per Wb, Elisa - P04062

Numero articolo: CM0024572



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la glucosilceramidasi beta umana (GBA), adatto per WB ed ELISA. Reagisce con l'essere umano e il ratto. Mira all'enzima di degradazione dei lipidi lisosomiali implicato nella malattia di Gaucher.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Glucosilceramidasi beta (GBA) pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	GBA; GCB; GLUC; Glucosilceramidasi beta (GBA)
Specie	Umano
GeneID (umano)	2629
GeneID	2629
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-250 della Glucosilceramidasi beta umana (GBA) (NP_000148.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P04062
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio