

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Glucosilceramidasi Beta (Gba) Per Wb Ed Elisa - P04062

Numero articolo: CM0026444



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-umano GBA validato per Western Blot ed ELISA. Riconosce la glucosilceramidasi acida lisosomiale (60 kDa), un enzima chiave nel metabolismo degli sfingolipidi, associato alla malattia di Gaucher e al morbo di Parkinson.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo Policlonale di Coniglio Glucosilceramidasi beta (GBA)                                                                                         |
| Note/Alias            | GBA; GCB; GLUC; Glucosilceramidasi beta (GBA)                                                                                                           |
| Specie                | Umano                                                                                                                                                   |
| GeneID (Umano)        | 2629                                                                                                                                                    |
| GeneID                | 2629                                                                                                                                                    |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-250 della Glucosilceramidasi beta umana (GBA) (NP_000148.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                                |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                   |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                               |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                                                   |
| SWISS                 | P04062                                                                                                                                                  |
| Peso Proteico         | 60kDa                                                                                                                                                   |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                      |