


Anticorpo Policlonale Anti-Glud1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00367

Numero articolo: CM0028247



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting GLUD1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Adatto per studi sul glutammato deidrogenasi, metabolismo mitocondriale e omeostasi dell'insulina in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GLUD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GDH; GDH1; GLUD; hGDH1; GLUD1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2746
Gene ID	2746
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 54-242 del GLUD1 umano (NP_005262.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P00367
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio