


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Glud1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00367

Numero articolo: CM0011966



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro GLUD1 umana (glutammato deidrogenasi 1). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce crociato con topo e ratto. Ideale per studi di biologia metabolica e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GLUD1 Rabbit mAb
Note/Altri nomi	GDH; GDH1; GLUD; hGDH1; GLUD1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2746
GeneID	2746
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 459-558 della GLUD1 umana (P00367)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P00367
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio