


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Glud1/2 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00367/P49448

Numero articolo: CM0006457



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro GLUD1/2 (GDH1/2) per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, mouse e ratto. Validato per la ricerca sul metabolismo del glutammato e sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GLUD1/2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	GLUD2; GDH2; GLUDP1; GLUD1/2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2746/2747
GeneID	2746/2747
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 319-558 di GLUD1/2 umano (NP_036216.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P00367/P49448
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio