


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Glud2 - P49448

Numero articolo: CM0029963



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GLUD2 per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce GLUD2 umano, di topo e di ratto. Mira alla glutammato deidrogenasi 2 mitocondriale coinvolta nel riciclo del glutammato durante la neurotrasmissione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-GLUD2
Note/Alias	GDH2; GLUDP1; GLUD2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2747
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 319-558 della GLUD2 umana (NP_036216.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P49448
Peso proteico	61 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio