


Anticorpo Policlonale Anti-GluR1/Gria1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P42261

Numero articolo: CM0022268



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GluR1/GRIA1 umano (recettore del glutammato 1). Validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Riconosce una proteina di ~102 kDa. Ideale per lo studio della neurotrasmissione eccitatoria e della plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GluR1/GRIA1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2890
GeneID	2890
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 330-470 di GluR1/GRIA1 umano (NP_000818.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42261
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio