


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-GluR1/Gria1 Per Wb, Elisa - P42261

Numero articolo: CM0002723



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato a GluR1/GRIA1 umano (sottounità del recettore AMPA). Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla funzione sinaptica e sulla neurotrasmissione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GluR1/GRIA1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
Specie	Umano
Gene ID	2890
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 800-906 di GluR1/GRIA1 umano (P42261)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P42261
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio