


Anticorpo Monoclonale Anti-GluR2+GluR3 Coniglio Per Wb, Ip, Elisa - P42262 / P42263

Numero articolo: CM0004075



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce le subunità GluR2 e GluR3 del recettore AMPA umano. Validato per WB, IP, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi di neuroscienze sulla plasticità sinaptica e la trasmissione eccitatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-GluR2+GluR3
Note/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GluR2+GluR3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2891/2892
GeneID	2891/2892
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 784-883 di GluR2 umano (P42262)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P42262/P42263
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio