

Anticorpo Monoclonale Anti-GluR2/Gria2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P42262

Numero articolo: CM0003435



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro il GluR2/GRIA2 umano (subunità del recettore AMPA). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica e gli studi sulla trasmissione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GluR2/GRIA2 Rabbit mAb
Note/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; GluR2/GRIA2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2891
ID Gene	2891
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 del GluR2/GRIA2 umano (P42262)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P42262
Peso Proteico	99kDa
Spedizione	Sacca refrigerante