


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Glur2/Gria2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P42262

Numero articolo: CM0006167



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante che si lega al GluR2/GRIA2 umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per ricerche neuroscientifiche sulla trasmissione sinaptica e la plasticità mediate dai recettori AMPA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GluR2/GRIA2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; glur-2; glur-B; GluR-K2; GluR2/GRIA2
Specie	Umano
GeneID	2891
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 330-470 del GluR2/GRIA2 umano (NP_001077088.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42262
Peso proteico	99kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio