

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-GluR4/GluA4/GRIA4 Per Wb Ed Elisa - P48058

Numero articolo: CM0012284

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce il GluR4 umano (GRIA4, subunità del recettore AMPA). Validato per Western blot ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica sulla trasmissione sinaptica eccitatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di Coniglio anti-GluR4/GluA4/GRIA4
Note/Alias	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2893
Immunogeno	Peptide Sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P48058
Peso Molecolare Proteico	101kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio