

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-GluR4/GluA4/GRIA4 Per Wb Ed Elisa - P48058

Numero articolo: CM0016010

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a GluR4 (GRIA4), adatto per Western blotting ed ELISA. Reagisce con incroci con umano, topo e ratto. Supporta la ricerca sui recettori del glutammato ionotropici e sulla trasmissione sinaptica eccitatoria rapida.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GluR4/GluA4/GRIA4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2893
GeneID	2893
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 254-433 di GluR4/GluA4/GluR4/GluA4/GRIA4 umano (NP_001070712.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P48058
Peso proteico	101kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio