


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Glut1/Slc2A1 Per If, Ihc-P, Elisa - P11166

Numero articolo: CM0003197



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro GLUT1/SLC2A1 umano (Trasportatore di glucosio di tipo 1). Validato per IF, IHC-P ed ELISA, con reattività per umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del glucosio, la barriera emato-encefalica e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-GLUT1/SLC2A1
Note/Alias	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6513
GeneID	6513
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11166
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio