


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Glut1/Slc2A1 Per Wb Ed Elisa - P11166

Numero articolo: CM0014499



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al trasportatore di glucosio umano GLUT1/SLC2A1. Validato per western blot ed ELISA, adatto per lo studio del trasporto del glucosio, del metabolismo cerebrale e delle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GLUT1/SLC2A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6513
GeneID	6513
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-400 di GLUT1/SLC2A1 umano (NP_006507.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P11166
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio