


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Glut1/Slc2A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11166

Numero articolo: CM0026171



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro GLUT1/SLC2A1, validato per WB, IHC-P e ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto del glucosio e le malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	GLUT1/SLC2A1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Specie	Umana
GeneID	6513
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 210-310 della proteina GLUT1/SLC2A1 umana (NP_006507.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11166
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio