

Anticorpo Policlonale Anti-Glut2/Slc2A2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11168

Numero articolo: CM0031067

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio umano GLUT2/SLC2A2 validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sul trasporto del glucosio e sulle malattie metaboliche in contesti IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GLUT2/SLC2A2 Rabbit pAb
Note/Alias	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6514
ID Gene	6514
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del GLUT2/SLC2A2 umano (NP_000331.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11168
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio