

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Glut2/Slc2A2 Per Wb E Elisa - P11168

Numero articolo: CM0003672

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio si rivolge a GLUT2/SLC2A2, un trasportatore di glucosio facilitato. Validato per WB e ELISA, presenta reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto, rendendolo ideale per studi sul diabete e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GLUT2/SLC2A2 mAb Coniglio
Note/Alias	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6514
GeneID	6514
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di GLUT2/SLC2A2 umano (P11168).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P11168
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio