


Anticorpo Monoclonale Anti-Glut4 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Numero articolo: CM0008277



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio GLUT4, validato per Western blot, immunofluorescenza, IHC-P ed ELISA. Reagisce con GLUT4 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sul diabete e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GLUT4 Rabbit mAb
Note/Alias	GLUT4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6517
Gene ID	6517
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 410-509 del GLUT4 umano (NP_001033.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P14672
Peso Proteico	55 kDa/44 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio