


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Glut4 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Numero articolo: CM0026099



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GLUT4 (SLC2A4), validato per WB, IF, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Essenziale per la ricerca sul trasporto del glucosio regolato dall'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	GLUT4 Rabbit pAb
Note/Alias	GLUT4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6517
GeneID	6517
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 450-509 di GLUT4 umano (NP_001033.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14672
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio