


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Glut4 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Numero articolo: CM0022135



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting GLUT4 umano (Trasportatore di glucosio di tipo 4), adatto per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo e topo. Ideale per studi sul trasporto del glucosio e sulla segnalazione insulinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GLUT4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GLUT4
Specie	Uomo
GeneID	6517
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 210-310 di GLUT4 umano (NP_001033.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P14672
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio