

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Glutaminasi (GLS) Per Wb - O94925

Numero articolo: CM0002283



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per la Glutaminasi umana (GLS). Convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio del metabolismo della glutammina, della funzionalità renale e della regolazione del neurotrasmettitore glutammato. Immunogeno: peptide aa 1-100 della GLS umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Glutaminasi (GLS) mAb di coniglio
Note/Alias	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminasi (GLS)
Specie	Umana
GeneID (umano)	2744
GeneID	2744
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Glutaminasi umana (GLS) (O94925)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	O94925
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio