

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Glutaminasi (GLs) Per Wb, If/Icc, Elisa - O94925

Numero articolo: CM0028994



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Glutaminasi (GLS) umana validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per indagare il metabolismo del glutammato e la regolazione dei neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Glutaminasi (GLS)
Note/Alias	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminasi (GLS)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2744
GeneID	2744
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O94925
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio