


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Glutamina Sintetasi (Glul) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15104

Numero articolo: CM0006680



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro la Glutamina Sintetasi (GLUL), validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo della glutamina e lo sviluppo vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Glutamina Sintetasi (GLUL)
Note/Alias	GS; GLNS; PIG43; PIG59; Glutamina Sintetasi (GLUL)
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2752
GenelD	2752
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della Glutamina Sintetasi umana (GLUL) (P15104).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15104
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio