


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Glutamina Sintetasi (GluI) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15104

Numero articolo: CM0022117



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la glutamina sintetasi umana (GLUL). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva la GS umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo dell'azoto e le neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Glutamina Sintetasi (GLUL)
Note/Alias	GS; GLNS; PIG43; PIG59; Glutamina Sintetasi (GLUL)
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2752
GeneID	2752
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-373 della Glutamina Sintetasi umana (GLUL) (NP_002056.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P15104
Peso Molecolare Proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio