


Anticorpo Monoclonale Anti-Glutaredoxin 1 (Glrx) Di Coniglio Per Wb & Elisa - P35754

Numero articolo: CM0007114



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Glutaredoxin 1 umana (GLRX/GRX/TTase-1). Confermato per WB e ELISA con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per studiare la regolazione redox cellulare e lo scambio tiolo-disolfuro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Glutaredoxin 1 (GLRX)
Osservazioni/Alias	GRX; GRX1; Glutaredoxin 1 (GLRX)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2745
ID Gene	2745
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 11-106 di GLRX umano (NP_002055.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35754
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio