


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Glutathione Synthetase (Gss) Per Wb, If/Icc, Elisa - P48637

Numero articolo: CM0003537



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro la Glutathione Synthetase (GSS) umana, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del glutathione e sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Glutathione Synthetase (GSS)
Note/Alias	GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; Glutathione Synthetase (GSS)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2937
ID Gene	2937
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della Glutathione Synthetase (GSS) umana (P48637).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48637
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio