

Anticorpo Policlonale Anti-Glyat Per Wb, Elisa - Q6Ib77

Numero articolo: CM0014456

introduzione

GLYAT Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA. Riconosce la GLYAT umana e presenta reattività crociata con topo e ratto, risultando adatto per la ricerca sulla detossificazione, sul metabolismo e sul cancro del fegato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GLYAT Rabbit pAb
Note/alias	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	10249
ID del gene	10249
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-163 della GLYAT umana (NP_005829.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q6IB77
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio