

Anticorpo Monoclonale Anti-Glyat/Gat Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Ib77

Numero articolo: CM0006889

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro GLYAT/GAT umano (Gene ID: 10249), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla detossificazione metabolica e sul carcinoma epatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio GLYAT/GAT
Note/Alias	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT/GAT
Specie	Umano
GeneID (umano)	10249
GeneID	10249
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di GLYAT/GAT umano (NP_964011.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q6Ib77
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio