

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Glicerolo Chinasi (Gk) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P32189

Numero articolo: CM0002676

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-glicerolo chinasi (GK) validato per WB, IHC-P, ELISA. Indirizzato verso GK umana, murina e ratto (P32189), un enzima chiave nel metabolismo del glicerolo e nella sintesi dei glicerolipidi. Adatto per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Glicerolo chinasi (GK) Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	GK1; GKD; Glicerolo chinasi (GK)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2710
GeneID	2710
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P32189
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio