


Anticorpo Policlonale Anti-Glicogeno Sintasi 1 (Gys1) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13807

Numero articolo: CM0021776



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GYS1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Utile per la ricerca sulla biosintesi del glicogeno e sul diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Glicogeno sintasi 1 (GYS1), pAb di coniglio
Note/alias	GSY; GYS; Glicogeno sintasi 1 (GYS1)
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2997
GeneID	2997
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 488-737 della glicogeno sintasi 1 umana (NP_002094.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P13807
Peso della proteina	84 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico