


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Glicoforina A (Gypa) Per Wb E Elisa - P02724

Numero articolo: CM0021151



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia la GYPa umana (Glicoforina A, CD235a, sialoglicoproteina MN). Convalidato per WB e ELISA. È la principale proteina di membrana eritrocitaria, porta gli antigeni del gruppo sanguigno MN e funge da recettore per l'HAV e P. falciparum. Peso molecolare: ~16 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	GYPa Rabbit pAb
Annotazioni/alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GP _E rik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C); GYPa
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2993
GeneID	2993
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-91 della GYPa umana (P02724).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P02724
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio