


Anticorpo Monoclonale Anti-Glicoforina C (Gypc) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04921

Numero articolo: CM0002289



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Glicoforina C (GYPC) per Western blot, immunoistochimica ed ELISA. Mostra cross-reattività con umano, topo e ratto. Utile per studi sulla membrana dei globuli rossi e ricerche sugli antigeni dei gruppi sanguigni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Glicoforina C (GYPC)
Note/Alias	GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glicoforina C (GYPC)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2995
GeneID	2995
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 49-128 della Glicoforina C umana (GYPC) (P04921).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04921
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacco refrigerante