


## Anticorpo Policlonale Anti-Glicoforina C (Gypc) Per Wb, Elisa - P04921

Numero articolo: CM0017725



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla Glicoforina C (GYPC), validato per Western blot e ELISA. Rileva GYPC umana e murina (14 kDa), una sialoglicoproteina coinvolta nella stabilità eritrocitaria e nella funzione di recettore per la malaria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | Glicoforina C (GYPC) Anticorpo pAb di Coniglio                                                                                                                                        |
| Note/Alias            | GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glicoforina C (GYPC)                                                                                                                |
| Specie                | Umana                                                                                                                                                                                 |
| ID Gene (Umano)       | 2995                                                                                                                                                                                  |
| ID Gene               | 2995                                                                                                                                                                                  |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-128 della Glicoforina C umana (Glycophorin C (GYPC)) (NP_002092.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                                                 |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                                                             |
| Reattività Incrociata | Umana, Murina                                                                                                                                                                         |
| SWISS                 | P04921                                                                                                                                                                                |
| Peso Proteico         | 14kDa                                                                                                                                                                                 |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                                                                 |