

Anticorpo Policlonale Anti-Glyctk Per Wb, Elisa - Q8lvs8

Numero articolo: CM0024896

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro la GLYCTK umana (glicerato chinasi), adatto per WB e ELISA. Reagisce con umano, mouse e ratto. Immunogeno ricombinante diretto contro la regione C-terminale. Ideale per lo studio del metabolismo mitocondriale e ricerche correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	GLYCTK Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HBEBP2; HBEBP4; HBeAgBP4A; GLYCTK
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	132158
ID Gene	132158
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 284-523 della GLYCTK umana (NP_660305.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Mouse, Ratto
SWISS	Q8IVS8
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio