

Anticorpo Monoclonale Anti-Glypican 3 (Gpc3) Per Citometria A Flusso - P51654

Numero articolo: CM0012580



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro la Glypican 3 (GPC3) umana, validato per citometria a flusso. Specifico per la GPC3 umana, un proteoglicano di superficie cellulare coinvolto nella segnalazione Wnt e Hedgehog.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human Glypican 3 (GPC3) mAb
Note/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	2719
ID gene	2719
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 481-580 della Glypican 3 (GPC3) umana (NP_004475.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P51654
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio